



CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS (SEGÚN UNE 0064-1:2020) TESTING CERTIFICATE (ACCORDING UNE 0064-1:2020)

MASCARILLAS HIGIÉNICAS NO REUTILIZABLES, PARA USO EN ADULTOS NON-REUSABLE HYGIENIC MASKS, FOR ADULT USE

LEITAT – Technological Center **certifica** que las mascarillas referenciadas como:
LEITAT - Technological Center certifies that the masks referenced as:

MASCARILLA 3 CAPAS

Presentadas por:
Presented by:

SECUOYA MANAGEMENT, S.L.
C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 55
08197 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
BARCELONA (ESPAÑA / SPAIN)

han sido ensayadas en LEITAT – Technological Center (**informe IN-00754/2020-4**) de acuerdo a la Norma **EN 14683:2019+AC:2019, apartados 5.2.2 y 5.2.3 (Anexos B y C)**, obteniéndose los siguientes resultados:

have been tested at LEITAT - Technological Center (report IN-00754/2020-4) according to EN 14683:2019+AC:2019, sections 5.2.2 and 5.2.3 (Annexes B and C), obtaining the following results:

EN 14683:2019+AC:2019 Apartado 5.2.2 y Anexo B <i>EN 14683:2019+AC:2019 Section 5.2.2 and Annex B</i>	Eficacia filtración bacteriana (BFE), (%) <i>Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)</i>	98,6 %
EN 14683:2019+AC:2019 Apartado 5.2.3 y Anexo C <i>EN 14683:2019+AC:2019 Section 5.2.3 and Annex C</i>	Respirabilidad (presión diferencial), (Pa/cm ²) <i>Respirability (differential pressure), (Pa/cm²)</i>	25,5 Pa/cm²

Estos resultados **cumplen** con los requisitos establecidos para estos dos ensayos en el **apartado 4 (tabla 1)** de la **Especificación UNE 0064-1:2020**

These results comply with the requirements established for these two tests in section 4 (table 1) of Specification UNE 0064-1:2020

Terrassa, 27 de mayo del 2020
Terrassa, May 27th, 2020



Acondicionamiento Tarrasense
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 93 788 23 00 - Fax +34 93 789 19 06
leitat@leitat.org - <http://www.leitat.org>



CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS (SEGÚN UNE 0064-2:2020) TESTING CERTIFICATE (ACCORDING UNE 0064-2:2020)

MASCARILLAS HIGIÉNICAS NO REUTILIZABLES, PARA USO EN NIÑOS NON-REUSABLE HYGIENIC MASKS, FOR CHILDREN USE

LEITAT – Technological Center **certifica** que las mascarillas referenciadas como:
LEITAT - Technological Center certifies that the masks referenced as:

MODELO KN95 MARCA PROMASK

Presentadas por:
Presented by:

SECUOYA MANAGEMENT, S.L.
C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 55
08197 - SANT CUGAT DEL VALLÈS
BARCELONA (ESPAÑA / SPAIN)

han sido ensayadas en LEITAT – Technological Center (**informe IN-00754/2020-5**) de acuerdo a la Norma **EN 14683:2019+AC:2019, apartados 5.2.2 y 5.2.3 (Anexos B y C)**, obteniéndose los siguientes resultados:

have been tested at LEITAT - Technological Center (report IN-00754/2020-5) according to EN 14683:2019+AC:2019, sections 5.2.2 and 5.2.3 (Annexes B and C), obtaining the following results:

EN 14683:2019+AC:2019 Apartado 5.2.2 y Anexo B <i>EN 14683:2019+AC:2019 Section 5.2.2 and Annex B</i>	Eficacia filtración bacteriana (BFE), (%) <i>Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)</i>	96,0 %
EN 14683:2019+AC:2019 Apartado 5.2.3 y Anexo C <i>EN 14683:2019+AC:2019 Section 5.2.3 and Annex C</i>	Respirabilidad (presión diferencial), (Pa/cm ²) <i>Respirability (differential pressure), (Pa/cm²)</i>	22,5 Pa/cm²

Estos resultados **cumplen** con los requisitos establecidos para estos dos ensayos en el **apartado 4 (tabla 1) de la Especificación UNE 0064-2:2020**

These results comply with the requirements established for these two tests in section 4 (table 1) of Specification UNE 0064-2:2020

Terrassa, 27 de mayo del 2020
Terrassa, May 27th, 2020



Acondicionamiento Tarrasense
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 93 788 23 00 - Fax +34 93 789 19 06
leitat@leitat.org - <http://www.leitat.org>